

Ohje käytössä: HUSLABin asiakkaat

NÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN HUSLAB-TALON NÄYTTEIDEN VASTAANOTTOON POSTILLA TAI KURIIRILLA

Näytteiden säilyvyys

Tarkasta näytteiden säilyvyys HUSLABin ohjekirjasta kyseisen tutkimuksen kohdalta <https://www.huslab.fi/ohjekirja/>.

Keltamustaraitalaatikon pakkaaminen

Pakkaa näytteet ensin minigrip-pussiin, jossa on imeytysliina. Näytettä ei tule kierittää imeytysliinaan. Vältä ylipakkaamista. Laita saman potilaan näytteet samaan pussiin.

Aseta minigrip-pussi lähetyslaatikkoon. Mahdolliset kylmäelementit tai hiilihappojää laitetaan minigrip-pussin ulkopuolelle. Lähetä tulee laittaa samaan laatikkoon kuin sitä vastaavat näytteet, ei minigrip-pussin sisälle.

Jos saman potilaan näytteitä lähetetään eri lämpötilassa, kopioi lähetä jokaiseen pakkaukseen jossa kyseisen potilaan näytteitä on ja yliviivaa läheteestä ne potilaat ja näytepyynnöt, jotka eivät ole kyseisessä pakkauksessa.

Merkitse pakkauksen päälle lähettävän laboratorion yhteystiedot, jotta näytteiden jäljitettävyys säilyy.



Lähteessä ja putkessa tulee olla seuraavat tiedot:

- Potilaan nimi ja henkilötunnus
 - Näytteenottopäiväys ja klo aika
 - HUSLABissa käytössä oleva tutkimusnimike tai lyhenne
 - Näytemuoto, ottokohta
 - Paperilähteessä lisäksi: Näytteenotto- ja lähetyspaikka sekä vastausosoite
- HUOM! Läheteen tulee olla selkeä ja helppolukuinen, ei tiivis työnjotuloste, joista eri potilaiden pyyntöjä on vaikea lukea.

Näytteiden lähettäminen

Vastauslähetyksissä tulee käyttää pikakirjetarraa. Näytteet jaetaan HUSLABiin myös lauantaijakeluna, jolloin käytetään Postin lauantaijakelutarraa.

Pyhäpäivänä ja lauantaiyhänä ei jakelua.

Vastauslähetysosoite keltamustaraitalaatikoille:

HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto
Tunnus5000493
Info MNVO
01006 VASTAUSLÄHETYS

Muissa lähetystavoissa osoite:

HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto,
Haartmaninkatu 1-3, sisäänajoramppi
00290 HELSINKI
P. 09 471 72 563

Näytteiden pakkausmateriaalit

Keltamustaraitalaatikoita voi tilata HUSLAB-talon näytteiden vastaanotosta
https://huslab.fi/preanalytiikan_kasikirja/lomakkeita_asiakkaille/huslab_vastauslahetyslaatikoiden_ja_tarvikkeiden_tilauslomake.pdf.

Näytteiden pakkaaminen ja lähettäminen

Noudata pakkaamisessa ja lähettämisessä Postin ohjeita:
<https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/lahettaminen/kirjeiden-lahettaminen/laboratorionaytteiden-lahettaminen>